

Tělesný analyzátor TANITA BC-418MA

SPECIFIKACE

Tělesný analyzátor je určen pro stanovení hmotnosti a procenta tělesného tuku, ukazatel zdravého rozmezí tělesného tuku atd., viz přehled měřitelných parametrů/ výstupní informace.

PŘEHLED MĚŘITELNÝCH PARAMETRŮ/ VÝSTUPNÍ INFORMACE

- Celková hmotnost [kg]
- BMI, Hmotnost svalové tkáně [kg]
- Celková tělesná voda [kg]
- BMR Bazální metabolismus [kJ, kcal a BMR Indicator]
- Hmotnost tělesného tuku [kg] a procenta tělesného tuku
- Ukazatel viscerálního tuku
- Rozmezí zdravého tělesného tuku
- Hmotnost bez tuku [kg]
- Svalová hmota [kg]
- Hmotnost kostní hmoty [kg]
- Kostní minerální hmotnost [kg]
- Segmentální vyhodnocení:
 - tělesný tuk [kg, %]
 - netučná hmota (FFM) [kg]
 - svalová hmota [kg]



TYPY VZORKŮ VHODNÝCH K ANALÝZE / PODMÍNKY MĚŘENÍ

Člověk ve věku 18-99 let.